











Fiche méthode n° 3

Le matériel de chimie

Nom	Photo	Schéma	Utilisation
Tube à essais			Pour réaliser des tests en petite quantité
Becher			Pour contenir un produit
Erlenmeyer			Pour agiter ou contenir un produit
Eprouvette graduée			Pour mesurer différents volumes
Fiole jaugée			Pour mesurer un volume
Ballon à fond plat			Pour faire chauffer un liquide
Ballon à fond rond			Pour faire chauffer un liquide

Nom	Photo	Schéma	Utilisation
Entonnoir conique			Pour filtrer
Entonnoir à robinet			Pour faire du goutte à goutte
Balance électronique			Pour mesurer des masses
Bec électrique			Pour chauffer
Agitateur			Pour agiter
Verre de montre			Pour poser des solides
Pipette			Pour mesurer de petits volumes de liquide
Ampoule à décanter			Pour séparer deux liquides non miscibles